




La
Revolución
en tratamientos
médico-estéticos

V·FORM
by VIORA


Tecnología **SVC**

El SVC es la segunda **innovación tecnológica de radiofrecuencia fraccionada** creada por VIORA. Un único sistema de conmutación de vacío y refrigeración, permite realizar tratamientos que actúan en profundidad. Proporcionando al médico el elegir una ablación o coagulación personalizada los tratamientos para los pacientes individuales y necesidades específicas.



Tecnología **CORE**

Se basa en la tecnología bipolar y emite RF en tres frecuencias diferentes de MHz, además de un sistema de múltiples canales que combina las tres frecuencias. Este sistema ha revolucionado los tratamientos de radiofrecuencia.



Manípulos y aplicadores

V FORM

Multi-frecuencia de RF para el contorno del cuerpo y la reducción de la celulitis. La tecnología ofrece **tres canales de frecuencia en diferente profundidad, y un cuarto canal que incorpora las tres frecuencias** mediante el control de la profundidad.



Large



Medium



Small



V- ST

Para tensado de la piel, utiliza la tecnología de la base con los **tres canales de radiofrecuencia y un cuarto canal que incorpora los tres modos** para un mayor control de la profundidad del tratamiento.



*V- FR

Para rejuvenecimiento de la piel, tratamiento de rejuvenecimiento, cicatrices de acné, utiliza **SVC de vacío y de refrigeración**.

*Manípulo opcional

TRATAMIENTOS
MUY SENCILLOS,
CONFORTABLES
Y SEGUROS

1

Mayor rapidez gracias a los 6 electrodos ofrecidos por la **tecnología MULTI-CORE**

2

Representa el **tratamiento estrella** en radiofrecuencia.

3

Pre calentamiento **muy rápido**

4

Mantenimiento **constante** de la **temperatura**

*Flexibilidad
y versatilidad*

Especificaciones técnicas

Aplicador V-FORM

Tecnología	Multicore		
RF Modo I	0,8 MHz		
RF Modo II	1.7 MHz		
RF Modo III	2.45 MHz		
RF Modo IV	0.8 - 1.7 - 2.45 MHz		
Vacum	Pulsada		
Características	Sistema anti - quemaduras con termómetro integrado		
RF Modo IV	0.8 - 1.7 - 2.45 MHz		
Aplicadores	BC (Large)	BC (Med.)	BC (Small)
Area tratamiento	97 mm x 83 mm	70 mm x 55 mm	24 Ø
Potencia RF	+ 50w	+ 50w	+ 20w

Aplicador V-ST

	Modos de frecuencia	Energía
Modo I	0,8 MHz	Hasta 130 J / cm ³
Modo II	1.7 MHz	
Modo III	2.45 MHz	
Modo IV	0.8 - 1.7 - 2.45 MHz	

Aplicador V-FR

Área de tratamiento	6.9 mm x 10.42 mm
Frecuencia	1 MHz
Energía	Fino a 10 J
Duración del pulso	10-100 ms

Accede a nuestra web tocando aquí



DPG Medical
Distribuidor Viora en España

dpgmedical

+34 647968435
+34 647968438

dpgmedical.com

info@dpgmedical.com




VIORA