


REACTION™



Una nueva dimensión en
Tratamientos Estéticos

La acción del vacío

Al agregar el poder de la terapia de vacío a la tecnología de la RF, Reaction™ puede asegurar una penetración aún más profunda del calor, lo que mejora el proceso del tratamiento. Asimismo, los cuatro niveles de vacío ofrecidos aumentan el flujo sanguíneo y mejoran el drenaje linfático, lo que activa el metabolismo para reducir los comportamientos de grasa y estimular mecánicamente los fibroblastos.




Tecnología probada para resultados probados


Viora llevó a cabo estudios en vivo para determinar la penetración del calor, la influencia del vacío y el efecto del calor sobre la circulación sanguínea. Se realizaron experimentos con cerdos (*Sus scrofa domesticus*) totalmente anestesiados, durante los que se variaron la frecuencia de RF y los niveles de vacío. Estas pruebas confirmaron la validez de la tecnología, al corroborar que el médico puede controlar la profundidad de la penetración, abocarse a diferentes tejidos para diferentes tratamientos y obtener temperaturas eficaces en menos tiempo. La efectividad de las frecuencias múltiples y la terapia de vacío usadas simultáneamente se traducen en secciones de tratamiento más rápidas y cortas, lo que le brinda la capacidad de atender a más pacientes.

La ventaja **CORE™**


La tecnología CORE™ de Reaction™ presenta tres canales de RF distintos (0.8 MHz, 1.7MHz y 2.45 MHz) cuarto modo multicanal adicional, que incluye a las tres frecuencias de RF. Con múltiples frecuencias de Rf, Reaction™ proporciona un control superior del tratamiento, mayor precisión, un efecto dérmico más amplio y más alta absorción de energía, lo que asegura resultados clínicos optimizados.




Líneas y
Arrugas




Celulitis



Reducción de la
circunferencia



Tonificación
cutánea



Moldeado



Estrías



Laxitud Vulvar



BC

- CELULITIS
- REDUCCIÓN DE CONTORNO
- MOLDEADO



ST

- TENSADO DE PIEL
- ARRUGAS
- ESTRIAS
- LAXITUD VULVAR



FC

- CONTORNO FACIAL
- GRASA LOCALIZADA
- ZONAS SENSIBLES

Tensado De Piel

Los tratamientos de Reafirmación de la Piel de Reaction™ equilibran las demandas de frecuencia, intensidad y enfriamiento de la piel para asegurar el resultado más seguro y más efectivo. Las áreas más delgadas, más sensibles, la periorcular y la de la frente, se tratan utilizando una frecuencia más alta mientras que las regiones más gruesas como las mejillas, el abdomen y la espalda se tratan con modos más bajos o de multi-canal.

Reaction™ contrae las fibras del tejido de manera instantánea para lograr resultados de mayor tersura y reafirmación inmediatos. Al mismo tiempo, induce termalmente la neocolagénesis natural para una reducción total de las arrugas.



Reducción de Celulitis y de Circunferencia

El calentamiento de las capas subcutáneas del tejido genera las fibras de colágeno que refuerzan la dermis frente a la invasión de los adipositos y estimula la lipólisis para disminuir el volumen de las células de grasa, y a la vez intensifica la circulación de sangre en toda el área del tratamiento.

El modo de multi – canal de 4ta dimensión de Reaction™ genera una respuesta térmica más fuerte y mejor distribuida. La combinación de frecuencias múltiples y la terapia de vacío intensifica más el tratamiento y facilita la mayor penetración del tejido, permitiendo un tratamiento efectivo de la celulitis, reducción de la circunferencia y reafirmación de la piel al mismo tiempo.



Especificaciones de Reaction™

	ST	BC	FC
Energía R	130 J	Hasta 50w	Hasta 20w
Modo RF1	0.8MHz	0.8MHz	0.8MHz
Modo RF2	1.7MHz	1.7MHz	1.7MHz
Modo RF3	2.45MHz	2.45MHz	2.45MHz
Modo RF4	0.8MHz, 1.7MHz, 2.45MHz	0.8MHz, 1.7MHz, 2.45MHz	0.8MHz, 1.7MHz, 2.45MHz
Vacío	NO	Por Pulso	Por Pulso
Área de Tratamiento	8 mm x 8 mm	35 mm x 30 mm	15 mm X 10 mm
Peso		17 kg. – de escritorio 19 kg. – base de rueda	
Dimensiones		45 ALTO x35 ANCHO x40 PROFUNDIDAD	
Requerimientos Eléctricos		90-264 VAC; 50/ 60 Hz; Fase Simple	

Sobre Viora

Viora es líder del mercado en el desarrollo de sistemas médico-estéticos de tecnología de avanzada para médicos y clínicas de estética a nivel mundial. Dedicado a la investigación y descubrimiento de soluciones estéticas seguras y efectivas, Viora ofrece el más alto nivel de soluciones profesionales y a la vez conserva su negocio en mente.

Viora ofrece una amplia gama de aplicaciones que incluyen la modelación del cuerpo, reducción de celulitis, procedimientos de reafirmación de la piel como también fototerapia y tratamientos anti-age. Todos los productos son diseñados por un equipo de desarrolladores de dispositivos médicos con experiencia en estrecha cooperación con la junta de asesoramiento de la compañía que incluye practicantes de medicina estética, cirujanos plásticos y dermatólogos. Los dispositivos estéticos de Viora son testeados clínicamente y avalados por médicos y especialistas en estética a nivel mundial. Los productos de Viora se fabrican bajo la norma ISO 13485:2003

Accede a nuestra web
tocando aquí

Distribuidor


V I O R A

en España


medical-estetic

www.dpgmedical.com

 info@dpgmedical.com

 DPG Medical-estetic

 [dpgmedical](https://www.instagram.com/dpgmedical)



Este dispositivo cumple con la Directiva Europea de Dispositivos Médicos 93/42/EEC